

Eindejaarsactie 2021

Geldig t/m 31-12-2021

opendeurdagen

20 november
27 november
4 december



In de showroom van
All products
Geensbeekstraat 10 - 9
310 Moorsel

Zimmer
Benelux

Eindejaarsactie 2021

Geldig t/m 31-12-2021

opendeurdagen

20 november
27 november
4 december



In de showroom van
All products
Geensbeekstraat 10 - 9
310 Moorsel

Zimmer
Benelux

HIGH ENERGY INDUCTIVE THERAPIE

De Emfield pro is de standaard in pijntherapie



EMFIELD PRO

Deze uiterst efficiënte therapie combineert elektromagnetische stimulatie (tot 3 tesla) met verschillende frequenties tot 100 Hz. De Emfield Pro is de nieuwe standaard in pijntherapie, het verbeteren van de spiertonus en de bloedcirculatie. Daarnaast heeft ze een bewezen positief effect op het activeren van het regeneratie proces op cellulair niveau. De grote en kleine behandelkop zorgen ervoor dat je zowel statisch als dynamisch de therapie kan uitvoeren, zelfs wanneer uw patiënt de kleren nog aan heeft.

Indicaties:

- Nek-, schouder- en rugklachten (pijn en spiertonus bevordering)
- Reumatoïde artritis
- Bekkenbodembreëducatie
- Spiertonusbevordering
- Zenuwregeneratie
- Botgroei stimulatie

NU € 24000*

BTW incl.
normaal € 29000



Vraag een demo of offerte aan

Bezoek ook eens onze website
zimmerbenelux.com

ELEKTROTHERAPIE

ZIMMER MULTITENS

Tegelijkertijd 2 verschillende programma's gebruiken

Een compact en handig Tens en NMES toestel, met voorgeprogrammeerde pijn- en spierstimulatie programma's, opgebouwd volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen. De 2 onafhankelijk van elkaar instelbare kanalen laten het toe om tegelijkertijd 2 verschillende programma's te gebruiken. Via de lock modus kunnen programma's vastgezet worden, zodat enkel de intensiteit door uw patiënt kan worden aangepast.



NU € 160

BTW incl.
normaal € 199



Vraag een demo of offerte aan

- Eigenschappen:
- Assymetrische Tens stroomvorm
 - Modus: Continu, Burst, Han, gemoduleerd en NMES (Work/Rest stimulatie)
 - Parameters: 0-90mA, 2-200Hz, 50-450µS
 - 13 Pre-set TENS programma's
 - 4 Pre-set NMES programma's
 - 3 vrij instelbare programma's
 - Lock modus functie om thuisgebruik te evalueren (mA en gebruikte duurtijd)

ELEKTROTHERAPIE

ZIMMER MYOPLUS PRO



Uiterst geschikt voor therapie bij volwassenen als kinderen

NU € 2100

BTW incl.

Een volledig draagbaar 2 kanaals touch-screen kleurendisplay bekkenbodembreëducatie toestel met handige pre-set programma's/games. Uiterst geschikt voor therapie bij volwassenen als kinderen.

Eigenschappen:

- pre-set programma's voor incontinentiebehandelingen (incl. een speciaal programma via stimulatie van de nervus tibialis posterior) en neuro-musculaire revalidatie.
- 1-kanaal EMG (Biofeedback) gecombineerd met 1 NMES kanaal (Stimulatie)
- Leuke games voor behandeling bij kinderen
- 1-Kanaal ETS (EMG Triggered Stimulation) met manuele of automatische drempelbepaling
- Singelfase of multifase programma's met EMG/ETS/STIM
- Incl. dongle met PC software voor uitvergroting van display.



Vraag een demo of offerte aan

SHOCKWAVE THERAPIE

De Elektromagnetische Radiale shockwave van Zimmer is de nieuwe "Must Have" geworden voor elke fysiopraktijk.

De Elektromagnetische Radiale shockwave van Zimmer is de nieuwe "Must Have" geworden voor elke kiné praktijk. Deze compressorloze shockwaves met de eigenschappen van een groot "Stand Alone" toestel 1-22Hz en 185 mJ (5bar), zorgen ervoor dat je een grote verscheidenheid aan patiënten kan behandelen. Daarnaast heeft deze Elektromagnetische technologie het voordeel dat u niet om de 1,2 miljoen schoten een revisie dient uit te voeren, zodat de totale revisiekost zeer gering blijft.



ENPULS 2.0



Vraag een demo of offerte aan

NU € 7450

BTW incl.
normaal € 8650

Eigenschappen:

- Draagbaar toestel
- Inclusief 1 handstuk
- 1-22Hz
- 60-185 mJ (1-5 bar)
- 25 voorgeprogrammeerde protocollen

ENPULS PRO

Eigenschappen :

- Stand alone toestel met cart
- Inclusief 2 handstukken
- Groot intuïtief scherm
- 1-22Hz
- 60-185 mJ (1-5 bar)
- 25 voorgeprogrammeerde protocollen

NU € 12100

BTW incl.
normaal € 14240



Vraag een demo of offerte aan

Onze **opendeurdagen** gaan door op zaterdag:

20 november
27 november
4 december



Telkens van **10u - 18u.**

In de showroom van All products
Geensbeekstraat 10 - 9310 Moorsel

Z-ULTIMATE BEHANDELbanken

Werk comfortabel met uw patiënt!

Deze zeer robuuste en volledig verstelbare behandelbankenlijn maakt het mogelijk om echt comfortabel met de patiënt te werken. De moderne look en de brede waaier aan opties en kleuren maken de Z-Ultimate tot de ultieme behandelbank voor elke praktijk

Z-Ultimate 7-delig

Standaard voorzien van:

- Premium "Soft Touch" skai, bescherming tegen inscheuringen
- Elektrisch H/L
- 4 zwenkwielen
- Snelle motor
- Comfort aangezichtskussen
- Breedte 69 cm



Vraag een demo of offerte aan

NU € 3011

BTW incl.
normaal € 3545

4 jaar garantie op frame en motor t.w.v. € 300 btw incl.

Premium Saddle Stool



€ 250

BTW incl.
normaal € 290-

Premium Treatment Stool



€ 215

BTW incl.
normaal € 245-

Z-Ultimate 5-delig



NU € 2662

BTW incl.
normaal € 3132

4 jaar garantie op frame en motor t.w.v. € 300 btw incl.



Vraag een demo of offerte aan

Zimmer
Benelux

Zimmer Benelux bv
Zwaluwenlaan 2 Bus 2
2390 Oostmalle, Belgium
info@zimmerbenelux.com



Onze **opendeurdagen** gaan door op zaterdag:

20 november
27 november
4 december



Telkens van **10u - 18u.**
In de showroom van
All products

Geensbeekstraat 10 - 9
310 Moorsel

Eindejaarsactie 2021

Geldig t/m 31-12-2021

opendeurdagen

20 november
27 november
4 december



In de showroom van
All products
Geensbeekstraat 10 - 9
310 Moorsel

Zimmer
Benelux

Eindejaarsactie 2021

Geldig t/m 31-12-2021

opendeurdagen

20 november
27 november
4 december



In de showroom van
All products
Geensbeekstraat 10 - 9
310 Moorsel

Zimmer
Benelux

HIGH POWER LASER

Door de hoge energie (25 Watt) en de verscheidene golflengten (810, 980, 1064 nm) is dit toestel uitermate geschikt als aanvulling bij elke therapie. Afhankelijk van de gekozen energie duurt 1 sessie tussen de 2-10 min per behandeling. Het toestel is standaard uitgerust met een temperatuursensor waardoor een huidverbranding niet voorkomt.



OPTON PRO 25Watt

INDICATIES:

- Wond- en littekenbehandeling
- Slecht helende wonden
- Huidproblemen
- Pees, ligament en gewrichtsblessures
- Artrose
- Bevordering van herstel na een orthopedische operatie
- Rug en nekklachten
- Perifere zenuwbeschadigingen

NU € 18500

BTW incl.
normaal € 23500



Vraag een demo of offerte aan

ELEKTRO & US



PHYSYS

Dit hypermoderne en volledig uitgeruste 2-kanaals elektrotherapietoestel met ultrageluid voldoet aan alle verwachtingen binnen de revalidatie. Het design met grote display en aangepaste therapiewagen, zorgt voor een professionele uitstraling.

NU € 5395

BTW incl.
normaal € 6775



Vraag een demo of offerte aan

Eigenschappen:

- 0.8 MHz: diep effect
- 2.4 MHz: oppervlakkig effect
- 120 protocollen, waarvan 9 US protocollen
- 2 onafhankelijke kanalen: alternerend en parallel
- Alle gangbare stroomvormen (Galvaniserend, Diadynamisch, Interferentie, Tens/NMES, Rechthoekstroom, MF/LF stroom)

ULTRAGELUID COMBINATIETHERAPIE ELEKTROTHERAPIE



SONO ONE

Altijd bij de hand!

NU € 1155

BTW incl.
normaal € 1391

INCLUSIEF DRAAGTAS

Kwaliteitsvol, Ergonomisch en Duurzaam.

Het kleine compacte toestel is ideaal voor zowel mobiel gebruik als in de praktijk.

Optioneel: Apparatenwagen (Cart Move Physio, Cart move SL)

Vraag een demo of offerte aan



Eigenschappen:

- 1 en 3 Mhz, continu en gepulseerd
- Kleuren "touch" display
- Leaflet met protocollen



SOLEO SONO

Met 1 toets de juiste indicatie

NU € 1548

BTW incl.
normaal € 1860



Vraag een demo of offerte aan

Ultrageluidtherapie met de gepatenteerde "SonoSwing" technologie: u kan zelf de diepte bepalen van het opwarmend effect. Via de voorziene protocollen kan u met 1 toets de juiste indicatie behandelen.

Optioneel: draagtas, apparatenwagen (Cart Move Physio, Cart move SL)

Eigenschappen:

- 0.8 MHz: diep effect
- 2.4 MHz: oppervlakkig effect
- 9 specifieke ingebouwde protocollen
- Kleuren "touch" display



SOLEO SONOSTIM

US, elektrotherapie en gecombineerde therapie. Met geïntegreerde protocollen.

NU € 2208

BTW incl.
normaal € 2597



Vraag een demo of offerte aan

Eigenschappen:

- 0.8 MHz: diep effect
- 2.4 MHz: oppervlakkig effect
- 120 protocollen, waarvan 9 US protocollen
- 2 onafhankelijke kanalen: alternerend en parallel
- Alle gangbare stroomvormen (Galvaniserend, Diadynamisch, Interferentie, Tens/NMES, Rechthoekstroom, MF/LF stroom)

Onze **opendeurdagen** gaan door op zaterdag:

20 november
27 november
4 december


Telkens van 10u - 18u.

In de showroom van All products
Geensbeekstraat 10 - 9310 Moorsel



ECHO

SONIDO SMART PRO



INCLUSIEF:

Lineaire probe 46 mm (4,0-16 Mhz) + Transport Trolley + Needle enhancement licentie

De Sono Smart PRO is uiterst geschikt om aandoeningen van het bewegingsapparaat nauwkeurig via de lineaire probe (4,0-16 Mhz) in beeld te brengen, zoals ontstekingen, spierscheuren, calcificaties ... Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker, kan de standaard ingegrepen Color Doppler functie aan of uitgezet worden. Daarnaast zijn er nog andere nuttige systeemuitbreidingen zoals de Needle Enhancement functie die de gebruiker ondersteunt bij het uitvoeren van Dry Needling Therapie.

Sonido Smart PRO als boven
inclusief systeem wagen € 15725 BTW incl.
normaal € 16475

NU € 14500

BTW incl.
normaal € 15250



Vraag een demo of offerte aan

CRYOTHERAPIE

CRYO 6



Cryotherapie voor acute als chronische aandoeningen bij koude lucht van -300

NU € 7699

BTW incl.
normaal € 9100

Inclusief Armhouder



Vraag een demo of offerte aan

Indicaties:

- Pijnlijke condities van het musculoskeletaal systeem.
- Pijnvermindering, verbetering in mobiliteit en reductie van de gewrichtsstijfheid
- Neurologische aandoeningen

LYMFEDRAINAGE

V12 PRO PUMP

Inclusief
Compressiebroek
(12-kamers)
+ Transporttas



Vraag een demo of offerte aan



NU € 2999

BTW incl.
normaal € 3699

Krachtige compressor

Aan het begin van de therapie worden de 12 kamers van het systeem geleidelijk met lucht opgeblazen volgens de ingestelde vultijd, waardoor druk op het spierweefsel kan worden uitgeoefend.

Digitale druk- en tijdregeling met alarmfunctie

Het grote multi-informatiedisplay stelt de gebruiker in staat om de druk en de duur van de therapie te bepalen en de druk te verhogen of te verlagen, zelfs tijdens de therapie.

Bijzonder eenvoudig in gebruik

De onmiskenbare aansluitingen van alle hulpstukken maken de toepassing bijzonder eenvoudig en veilig: de behandeling kan in een paar eenvoudige stappen worden voorbereid.

TECAR THERAPIE

De ThermoTK is het ideale verlengstuk van uw manuele technieken!

THERMO TK2 + CART MOVE SL



Via de capacitieve en resistieve behandelings elektrode, die de therapeut niet storen tijdens het uitvoeren van zijn manuele technieken, wordt een radiofrequente stroom door het weefsel gevoerd die zowel een thermisch als een niet-thermisch effect heeft op de weke delen (vb. spieren, lymfessysteem) alsook op dieperliggende delen met grotere weerstand (vb. pezen, botten). De te verwachten resultaten na een behandeling met de ThermoTK zijn: spierherstel, vascularisatie en oedeemreductie.

Indicaties:

- Hypertonische spierrelaxatie
- Post-training regeneratie
- Reduceren van posttraumatische aandoeningen (vb. oedeem)
- Acute en chronische pijn
- Verbeteren van ROM
- Trigger points

NU € 8680

BTW incl.
normaal € 10950

Inclusief Cart Move SL



Vraag een demo of offerte aan