

ReClear

Bewezen oplossing voor alle IPL-toepassingen



ZIMMER BENELUX

ReClear

De reClear IPL is de volgende generatie en evolutie van IPL-producten. Deze IPL laser kan adhv zijn verschillende pulsmodes, breed spotformaat en snelheid een breed spectrum aan indicaties snel en effectief behandelen. Dit in tegenstelling tot veel andere IPL apparaten. De reClear maakt gebruik van een enkel handstuk met een grote spotsize (40x15mm) met een geïntegreerd koelsysteem. De reClear IPL wordt standaard geleverd inclusief 5 filters (430, 560, 585, 640, 700).

Specificaties

Energy type	Xenon lamp
Cartridge	430, 560, 585, 640, 700nm filter
Energy density	max 38J/cm ²
Wavelength	430-980 nm
Input power	AC 220V, 60Hz
Dimension (B,L,H)	310 x 589 x 950



Zimmer

Quality for Professionals

Zimmer Benelux
Zwaluwenlaan 2.2
2390 Oostmalle
+32 3 502 57 80
sales@zimmerbenelux.com


ReClear

Indicaties

- Pigmentvlekken
- Zonshade
- Teleangiëctasieën
- Couperose
- Diffuse roodheid
- Rosacea
- Fijne lijntjes
- Grove poriën
- Inflammatoire acne
- Poikiloderma van civatte
- Rode acnelittekens
- Doffe, grauwe huid
- Ongewenste haargroei

Verschillende filters, verschillende spotgroottes

Dankzij de vijf mogelijke filters kunnen verschillende huidaanandoeningen behandeld worden. De cutoff-filtertechnologie maakt nauwkeurigere en effectievere behandelingen mogelijk. De vierkante en ronde spotverkleiner vergemakkelijkt de behandeling van kleine gebieden en voorkomt bijwerkingen door onnodige schade te vermijden. De verschillende filters kunnen steeds binnen dezelfde behandeling en/of kuur gecombineerd kunnen worden voor de beste resultaten.



Voordelen van het toestel

- Eenvoudig filters verwisselen door erop te duwen.
- Status-LED geeft de werkingstoestand weer. Mogelijk te controleren of de energie geleverd wordt en of het apparaat op stand-by staat.
- Breed spotformaat voor kortere behandelingstijd. (15 x 40 mm).
- Eenvoudig, gestroomlijnd lichaamsontwerp voor snellere behandelingen. (589 x 310 x 950 mm)
- Uitgerust met een filterhouder. Verhindert verlies van de apparatencomponenten en maakt het makkelijk om behandelingen uit te voeren.
- LCD-touchscreen in kleur is gemakkelijk te onderhouden. Eenvoudige gebruikersinterface zorgt voor makkelijke bediening. Bij druk op pauzeknop wordt stroom onmiddellijk uitgeschakeld.
- Schakelaar voor noodsituaties.



Zimmer
Quality for Professionals

Zimmer Benelux
Zwaluwenlaan 2.2
2390 Oostmalle
+32 3 502 57 80
sales@zimmerbenelux.com