



N

# Raffermisssement du corps

la différence est palpable

zimmer  
Med.

Zimmer

# Renforcement musculaire par la magnétothérapie



## Des milliers de contractions musculaires déclenchées par les impulsions électromagnétiques

Le « traitement inductif haute énergie » avec le *Z Tone* consiste à appliquer des impulsions électromagnétiques qui contractent la musculature.

Les champs électromagnétiques peuvent traverser les cellules, les tissus, les organes et les os sans déformation ni perte, activer l'électrochimie des tissus et améliorer la fonction des cellules et des membranes cellulaires. Le champ magnétique stimule donc les cellules nerveuses, les muscles et les vaisseaux sanguins.



## Faites connaissance avec la nouvelle génération de systèmes pour le raffermissement du corps

Le *Z Tone* permet à l'utilisateur de sélectionner pour chaque zone du corps l'un des trois niveaux d'entraînement adapté au patient.

Le *Z Tone* a deux applicateurs de mêmes dimensions. Les deux applicateurs peuvent être activés et commandés séparément. Cette fonction permet à l'utilisateur de traiter en même temps deux zones différentes à des intensités différentes. La même intensité peut également être réglée pour les deux applicateurs.



# Un pas de plus avec



# Z

# Tone

## Design et puissance en raccourci

Le *Z Tone* a deux applicateurs de mêmes dimensions. Les deux applicateurs peuvent être utilisés simultanément avec des paramètres identiques ou séparément.

Tous les paramètres de traitement importants peuvent être réglés, enregistrés et adaptés en quelques clics. Le *Z Tone* permet un traitement à deux intensités différentes en même temps. Il est par exemple possible de traiter sans aucun problème le biceps gauche et le biceps droit avec des intensités différentes.

Il est également possible d'utiliser un seul applicateur.





## Plus efficace

### Flexibilité maximale

- Activation séparée des applicateurs
- Deux traitements en même temps

## Entretien aisé

### Du temps pour ce qui est essentiel

- Appareils détachables faciles à remplacer



## Ergonomique, élégant, puissant

### Conçu pour le cabinet moderne

- Grand écran, interface utilisateur intuitive
- Protocoles individuels adaptés à chaque groupe de muscles
- Poignée sur le pourtour pour un maximum de mobilité
- Support pratique pour les applicateurs toujours à proximité de la zone à traiter



Triceps



Biceps



Fessiers




# Zones traitées

un seul traitement – de nombreux effets



Abdomen



Muscles des jambes, arrière



Muscles des jambes, avant



# Z Tone – Du nouveau du



*Z Field Dual*, le système  
d'entrée dans la  
magnétothérapie



# côté de la magnétothérapie



## Affichage parfait

### La convivialité revisitée

La présentation claire des différentes régions du corps définit de nouveaux standards en matière de convivialité



## Applicateurs détachables

### Du temps pour ce qui est essentiel

Les applicateurs détachables se remplacent très facilement



## Ergonomie appréciable

### Support pratique pour les applicateurs

Les principaux éléments de commande sont clairement disposés, à une hauteur ergonomique, donc facilement accessibles.

La poignée pratique facilite le positionnement de l'appareil.

# Soigneusement combinés


## La combinaison parfaite pour des clients satisfaits

### Renforcement musculaire et réduction des graisses

Le raffermissement de la peau et du corps est de plus en plus demandé par les clients des cabinets de physiothérapie modernes.

Le *Z Tone* se combine parfaitement avec le *Z Wave Pro*. Après le traitement avec le *Z Tone*, les muscles ont besoin de suffisamment de temps pour se régénérer avant qu'un traitement avec le *Z Wave Pro* puisse être entrepris.

La combinaison avec le *Z Lipo* est également très appréciée. Dans ce cas, il est recommandé d'espacer le traitement avec le *Z Lipo* et le traitement avec le *Z Tone* d'au moins deux semaines.



Par exemple, après un traitement avec le *Z Tone* on peut utiliser le système de traitement par ondes de choc radiales *Z Wave Pro* pour raffermir sensiblement la peau, améliorer son élasticité et favoriser la formation de collagène.



## Z Tone – Sûr, simple, rapide

Le traitement est des plus confortables, car le/la patient.e est allongé.e. Une séance dure en règle générale entre 20 et 30 minutes. Le traitement étant non invasif et presque indolore, le/la patient.e peut reprendre son activité normale à la fin de la séance.



Par exemple, le *Z Tone* peut être utilisé après un traitement avec le *Z Lipo* (Cryolipolyse™). Cette combinaison permet de stimuler les muscles après une lipolyse.



# Caractéristiques techniques

**118<sup>H</sup>**  
**70<sup>I</sup>**  
**57<sup>L</sup>**

Dimensions du corps de l'appareil (cm)

**1-100** Hz  
Fréquence

**2**  
Canaux

Protocoles de traitement **Zones**

**Écran LCD tactile**

**3.0** T  
Champ magnétique

**MD**

**81** kg  
Poids



Suivez-nous

Distribué par :  
Zimmer MedizinSysteme GmbH  
Junkersstrasse 9  
89231 Neu-Ulm, Allemagne  
Tél. +49 7 31. 97 61-291  
Fax +49 7 31. 97 61-299  
export@zimmer.de  
www.zimmer-aesthetics.com

Rendez-vous sur notre site [www.zimmer-aesthetics.com](http://www.zimmer-aesthetics.com)

